

CONSÓRCIO LOOP – O2 – LaGEn UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE



Protocolo LAB N° 009 - 11 REV 01 Recebimento amostras dos fundeios

1.OBJETIVO

Padronizar o recebimento e assegurar a integridade das amostras

2.FLUXOGRAMA DE TRABALHO




Elaborado por: Livia Gebara	e-mail do elaborador: sem e-mail	Revisor: Livia Gebara	Última Revisão: 24/11/2012 n° da REV 01	Página: 1
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--	-----------

3. PROCEDIMENTOS

- I. Fotografar as garrafas individualmente, mostrando o número e seu estado.
- II. Limpar as garrafas por fora, removendo quaisquer bioincrustações.
- III. Armazenar as garrafas refrigeradas até a triagem (geladeira do lab).
- IV. Proceder à Triagem, segundo ProtocoloLab 09-11 Rev.01.
- V. Proceder ao Quarteamento, segundo protocolo Lab 10-11 Rev.01.

Esquema Triagem / Quarteamento:



Elaborado por: Livia Gebara	e-mail do elaborador: sem e-mail	Revisor: Livia Gebara	Última Revisão: 24/11/2012 n° da REV 01	Página: 2
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--	-----------

Esquema Etiquetas:

FCF11-IIIAS01-A

Fração Quarteada (A a D)
Número da Garrafa (01 a 13)
Posição Armadilha (AS / AF)
Número Fundeio
Ano coleta
Cabo Frio
Fundeio

Elaborado por: Livia Gebara	e-mail do elaborador: sem e-mail	Revisor: Livia Gebara	Última Revisão: 24/11/2012 n° da REV 01	Página: 3
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--	-----------

4. TROUBLESHOOTING (SOLUÇÃO DE PROBLEMAS)

Indeterminado.

5. REFERÊNCIAS

6. HISTÓRICO

7. APÊNDICES

Elaborado por: Livia Gebara	e-mail do elaborador: sem e-mail	Revisor: Livia Gebara	Última Revisão: 24/11/2012 n° da REV 01	Página: 4
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--	-----------